



1. Manómetro de la Cámara
2. Manómetro de la Caldera
3. Reloj de tiempo de esterilización
4. Reloj de Tiempo de secado
5. Botón de inicio del Proceso
6. Botón Fin de Ciclo
7. Botón de encendido
8. Bombillo indicador “En Proceso”
9. Bombillo indicador de “Esterilización”
10. Bombillo indicador del “Secado”
11. Bombillo indicador de “Fin de Ciclo”
12. Bombillo indicador de “Calentamiento”
13. Fusible

## MANUAL DE PROCEDIMIENTO

1. Introduzca el material a esterilizar, cierre la puerta herméticamente y encienda el equipo en el botón que indica “**ENCENDIDO**” (Botón rojo cuadrado N° 7). Si a la caldera le falta agua, la bomba se activara y el llenado será automático.
2. el equipo esta diseñado para esterilizar en un promedio de 22 psi 121 °C (#3).
3. ajustar el reloj (#3) en el tiempo de esterilización 45 min. En la actualidad ya esta programado y se debe evitar manipularlo. Ajustar el reloj #4 (tiempo de secado) a 45 mts
4. Cuando el manómetro de la caldera (#2) llegue a 22 Psi, notara que el bombillo indicador de “**CALENTAMIENTO**” (#12) se apagara y será el momento optimo para dar inicio a la esterilización. Oprimiendo el botón negro (#5) inicio de ciclo y notara que el manómetro presión cámara (#1) comenzara a subir y el bombillo verde, indicador de proceso, se encenderá.
5. Cuando las agujas de los manómetros (#1 y #2) se igualen se encenderá el bombillo de “**ESTERILIZACION**” (rojo #9) y comenzara el proceso de esterilización.
6. Finalizada la esterilización, automáticamente liberara el vapor de la cámara y se encenderé el bombillo que indica “**SECADO**” (botón amarillo #10). Con el fin de drenar el vapor que hay en la cámara de esterilización y evitar accidente, durara 45 mit. y ya esta programado y se debe evitar manipular el reloj de tiempo.
7. Concluido el secado se encenderá el bombillo rojo #11 que indica “**FIN**”, seguidamente sonara una alarma que esta programada para sonar durante 10 segundos.
8. Presione el botón rojo (#6) que indica “**FIN DEL PROCESO**”, abra la puerta con mucho cuidado y déjela entreabierta por un tiempo de 5 minutos para drenar los residuos de vapor. Pasado este tiempo puede retirar el material.
9. si no va a continuar esterilizando por favor apague el equipo, presionando el botón rojo cuadrado (#7) suiche de encendido.
10. si desea seguir esterilizando vuelva a comenzar el punto N° 1.
11. nunca abra la puerta cuando el manómetro de presión cámara (#1) registre presión alguna, porque puede sufrir accidentes.